


Vårdtagarens namn:	_____
Personnummer:	_____
Brukarvikt:	_____ Kg
Utprovad av:	_____
Datum:	_____
Telefon:	_____



Max: 570 kg

BariSling är en lyftsele som är utformad för lyft av personer som väger 200 kg eller mer. Den kan användas både till mobil och stationärlyft med fyrpunktsbygel eller till BariTurn. BariSling är utformad med sex upphängningspunkter. Den har två upphängningsöglor baktill och fyra nertill under benen för att fördela trycket på ett bekvämt och säkert sätt.



Kontroll av funktion

Visuell och mekanisk inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Tillbehör:

- StrapsPadding SoftLegSupport

Vilken lyft/lyftbygel används?

- Stationär lyftmotor med fyrpunktsbygel
SWL: _____

- Mobillyft med fyrpunktsbygel
SWL: _____

- BariTurn (2 x lyftmotorer) Bygelbredd: _____
SWL: _____

OBS! BariSling rekommenderas till fyrpunktsbygel eller BariTurn!

Vilka öglealternativ används? _____

Instruktioner för användning

Får lyftselen lämnas kvar i rullstolen under brukaren?

Ja

Nej

Vid vilka situationer ska BariSling användas?

Har den personal som använder hjälpmedlet:

Läst bruksanvisningen:

Ja

Nej

Fått praktisk instruktion i förflyttning av vårdtagaren:

Ja

Nej

Information lämnad till: _____

Instruktioner till personalen:

Tex. Hög grinden på den sida ni vänder mot. Placering av huvud/ armar/ händer? Placering av ben/ fötter? Använd sängens funktioner.

Antal medhjälpare: _____

Instruktioner till vårdtagaren:

Tex. På vilket sätt kan vårdtagaren vara aktiv? Vilka instruktioner används?

Övrigt:

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden

Tel: +46 (0)8-557 62 200
info.se@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com