


BariVest

SystemRoMedic™

Utprovningsprotokoll

Vårdtagarens namn:	_____
Personnummer:	_____
Brukarvikt:	_____ Kg
Utprovad av:	_____
Datum:	_____
Telefon:	_____



BariVest är en lyftväst som är utformad för gåtträning med personer som väger 180kg eller mer. Den kan användas både till mobil och stationär lyft med fyrpunktsbygel eller till BariTurn. BariVest är utformad med ett bakstycke, ett framstycke och ett smalare parti på mitten för god passform i grenen. Den har två upphängningsöglor både baktill och framtill samt bäten i tre nivåer.



Kontroll av funktion

Visuell och mekanisk inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Vilken storlek används?

- XXX-Large XXXX-Large

Tillbehör:

- StrapsPadding BariVestCover

Vilken lyft/lyftbygel används?

- Stationär lyftmotor med fyrpunktsbygel
SWL: _____

- Mobillyft med fyrpunktsbygel
SWL: _____

- BariTurn (2 x lyftmotorer) Bygelbredd: _____
SWL: _____

OBS! BariVest rekommenderas till fyrpunktsbygel eller BariTurn!

Direct Healthcare
Group

Advancing Movement & Health

Vilka öglealternativ används? _____

Instruktioner för användning

Får lyftselen lämnas kvar i rullstolen under brukaren?

 Ja Nej

Vid vilka situationer ska BariVest användas?

Har den personal som använder hjälpmedlet:

Läst bruksanvisningen:

 Ja Nej

Fått praktisk instruktion i förflyttning av vårdtagaren:

 Ja Nej

Information lämnad till: _____

Instruktioner till personalen:

Tex. Hög grinden på den sida ni vänder mot. Placering av huvud/ armar/ händer? Placering av ben/ fötter? Använd sängens funktioner.

Antal medhjälpare: _____

Instruktioner till vårdtagaren:

Tex. På vilket sätt kan vårdtagaren vara aktiv? Vilka instruktioner används?

Övrigt:

Vid förändringar eller frågor kontakta utprovaren!

Manualer och instruktioner om funktionstest finns på Direct Healthcare Groups hemsida www.directhealthcaregroup.com

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden

Tel: +46 (0)8-557 62 200
info.se@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com