


# HygieneSling

SystemRoMedic™

## Utprovningsprotokoll

Vårdtagarens namn:	_____
Personnummer:	_____
Brukarvikt:	_____ Kg
Utprovad av:	_____
Datum:	_____
Telefon:	_____



HygieneSling är en lyftsele som är lätt att applicera och underlättar för medhjälparen att klä på/av brukaren i samband med toalettbesök. Den är utformad med benstöd vilket innebär att brukaren inte sitter på selen utan får stöd bakom ryggen och under benen. HygieneSling är utformad för att tillgodose lyftsituationer i samband med av- och påklädnad. HygieneSling finns i tre modeller; utan bälte, med bälte samt en modell med bälte och extra ryggstöd.



### Kontroll av funktion

#### Visuell och mekanisk inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

#### Innan förflyttningen

Koppla först de översta lyftbanden och sist benstödens lyftband. Förbered brukaren inför lyftet och ha ögonkontakt. Stanna till då lyftbanden sträcks för att se att allt är rätt.

Ryggdelens  
nederkant skall  
vara placerad  
enligt bild:



#### Vilken storlek används?

XX-Small     X-Small     Small     Medium     Large     X-Large     XX-Large

#### Vilket material används?

Polyester

#### Tillbehör:

SoftLegSupport     Anpassningsband     StrapsPadding

#### Vilken lyftbygel används?

## Val av benstöds placering:



Korsade

## Instruktioner för användning

Får lyftselen lämnas kvar i rullstolen under brukaren?

Ja

Nej

Kan lyftselen användas vid toalettbesök?

Ja

Nej

Kan lyftselen användas vid duschsituation?

Ja

Nej

Ögglealternativ/anpassningsband: \_\_\_\_\_

## Har den personal som använder hjälpmedlet:

Läst bruksanvisningen:

Ja

Nej

Fått praktisk instruktion i förflyttning av vårdtagaren:

Ja

Nej

Information lämnad till: \_\_\_\_\_

## Instruktioner till personalen:

Tex. Hög grinden på den sida ni vänder mot. Placering av huvud/ armar/ händer? Placering av ben/ fötter? Använd sängens funktioner.

---

---

---

Antal medhjälpare: \_\_\_\_\_

## Instruktioner till vårdtagaren:

Tex. På vilket sätt kan vårdtagaren vara aktiv? Vilka instruktioner används?

---

---

---

## Övrigt:

---

---

## Vid förändringar eller frågor kontakta utprovaren!

Manualer och instruktioner om funktionstest finns på Direct Healthcare Groups hemsida [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)

# Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health

Direct Healthcare Group Sverige AB  
Torshamnsgatan 35,  
SE-164 40 Kista, Sweden

Tel: +46 (0)8-557 62 200  
[info.se@directhealthcaregroup.com](mailto:info.se@directhealthcaregroup.com)  
[www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)