

## VENDLET V5S Speed Adjust

Det fuldautomatiske vendesystem, VENDLET, er et hjælpemiddel til forflytning og vending i sengen. Vendelagnet gør det muligt skånsomt at forflytte en person til rygleje, sideleje eller bugleje, samt forflytte højere op eller sideværts i sengen uden at belaste plejepersonalet.

Vendelagnet er fuldautomatisk, hvilket vil sige, at der ikke er nogle manuelle processer. Siderne, der er godkendt som integreret sengehest, køres op og ned vha. håndbetjeningen, ligesom selve vendingen også foretages ved et tryk på en knap.

Men med det elektroniske vendesystem foregår forflytningen ens hver gang og i et roligt tempo uden pludselige ryk, hiv eller træk. Denne ensartethed i forflytningen giver en tryghed for borgeren eller patienten, der forflyttes og samtidigt mindskes risikoen for vævsskader.

Integrerede  
sengeheste samt  
hastighedsregulering



### Tekniske specifikationer

Model	VENDLET V5S Speed Adjust. HMI nr. 101885 / Varenr. 6100050
Maks. brugervægt	Max. 200 kg
Egenvægt	54 kg
Længde	200
Bredde	7,5 cm på hver side af sengen
Antal hastigheder	3
Forventet levetid	10 år