

# Safe Moving & Handling

Motoriserad vändhjälp

## VENDLET Standard

Det helautomatiska vändsystemet, VENDLET, är ett hjälpmedel vid förflyttning och vädning i sängen. Det vändbara lakanet gör det möjligt att varsamt förflytta en person till rygg-, sido- eller magläge, samt att förflytta sig högre upp eller i sidled i sängen utan att belasta vårdpersonalen.

Vändningen är helautomatisk, vilket gör att det inte finns några manuella moment. Sidorna, som är godkända som en integrerad sänggrind handhas med hjälp av handkontrollen, även vändningen görs med en knapptryckning.

Med det elektroniska vändsystemet sker rörelsen likadant varje gång och i ett lugnt tempo utan plötsliga ryck, ryck eller drag. Denna förflyttning ger trygghet för patienten som förflyttas och minskar samtidigt risken för tryck och skjuv.

Godkänd för maskintvätt

VENDLET Standard har integrerade ställdon i hörnstolparna som gör att sängen kan sänkas utan begränsning.

VENDLET Standard kan vara kvar på sängen i samband med sängtvätt

VENDLET Standard är tillverkad av återvinningsbart material

Enkel montering av lakan med Quicklist

VENDLET Standard kan monteras på de flesta vårsängar



### Tekniska specifikationer

Modell	VENDLET Standard Artikelnummer. 6300000
Max patientvikt	Max. 250 kg
Produktens vikt	42 kg
Längd och bredd	200 - 220 cm, längdjusterbara sidor 7,5 cm på varje sida.
Antal hastighetsnivåer	3