

# Arbeidsbord Vision

*Mange muligheter*

1)

## ARBEIDSHØYDE

50–70 cm: Sittende arbeid  
60–90 cm: Stående arbeid. Sittende arbeid for ungdom og voksne

2)

## STØRRELSE PÅ BORDPLATEN

90x60 cm: Til bruk av én person. Tar ikke for mye plass i rommet  
120x60 cm: Til bruk av én person. Anbefales ved god plass i rommet  
90x90 cm: Velegnet som PC-bord og i terapeutiske sammenhenger.  
To kan være sammen om en aktivitet. Leveres kun i modell A

3)

## FUNKSJONER I BORDPLATEN

A: Fast bordplate  
B: Hele bordplaten er vinkelstillbar 0–72°  
C: Høyre del av bordplaten er vinkelstillbar 0–72°, sideplate på venstre side  
D: Venstre del av bordplaten er vinkelstillbar 0–72°, sideplate på høyre side  
E: Midterste del av bordplaten er vinkelstillbar 0–72°, sideplate på høyre og venstre side  
F: Høyre halvdel av bordplaten er vinkelstillbar 0–72°, sideplate på venstre side (kun 120x60 cm)  
G: Venstre halvdel av bordplaten er vinkelstillbar 0–72°, sideplate på høyre side (kun 120x60 cm)

4)

## BETJENING

Manuell betjening med håndsveiv  
Elektrisk betjening med trykknapper  
  
IR-styring kan leveres som spesial-løsning

5)

## FARGE

Lys grå (alu.fargede ben) er standard	Rød (røde ben)
Mørk grå (alu.fargede ben)	Blå (blå ben)
Hvit (alu.fargede ben)	Grønn (grønne ben)

6)

## TILBEHØR

Armstøtter: Passer til alle da de enkelt tilpasses den enkelte bruker  
MagList: Magnetisk kantlist, holder lesestoff på plass. Leveres i 30 cm og 60 cm  
Ekstra lange føtter: Gir ekstra stabilitet til bord bredde 60 cm. Lengde 70 cm  
Hjul med brems: Øker bordhøyden med 8 cm. Gjør det enklere å flytte bordet fra rom til rom.  
Barnehjul med brems: Øker bordhøyden med 8 cm. Leveres i farger og design som passer til rød, blå og grønne bord. Gjør det enklere å flytte bordet fra rom til rom.

For komplett oversikt over modeller og tilbehør med varenummer, besøk [www.handicare.no](http://www.handicare.no)