

# 33000127

## El. rullestolfeste vertikalt



1. Kan plasseres tvert på bilens kjøreretning.
2. Testet etter ISO 10542 norm.
3. Testet med rullestolvekt 20 kg.



# 33000127

## El. rullestolfeste vertikalt



### 33000127 – el. rullestolfeste vertikalt

Elektrisk drevet rullestolfeste m/manuell nødutløser, fortrinnsvis benyttet for feste av rullestoler i kassevogner.

Rullestolfestet er konstruert for montering mot vegg, og er derfor plassbesparende.

Betjenes med bryter som plasseres etter brukers behov eller fjernkontroll.

Testet etter ISO10542 norm med 20kg. rullestol montert på tvert i bilen.

### Varenr

33000127

### HMSnr

133881

### Varebeskrivelse

El. rullestolfeste vertikalt



handicare

Handicare AS  
Vålerveien 159  
Postboks 163  
1501 Moss  
Telefon 03250  
[www.handicare.no](http://www.handicare.no)