

1213

Kran 150kg



1. Teleskoparm 40mm
2. Tar liten plass i bagasjerom
3. Løftekapasitet 150kg
4. El. sving med endebrytere



1213

Kran 150kg



1213, kran 150kg

Rullestolkran benyttes hovedsaklig i kassebiler for innlasting av manuelle eller elektriske rullestoler og scootere. Kan også brukes i enkelte stasjonsvogner og kombinert biler.

Kranen høyde tilpasses den spesifikke bil, lettere innbygging.

Kranen har elektrisk løft, teleskoparm og sving.

Varenr
1213

HMSnr
133560

Varebeskrivelse
Kran m/el. sving og teleskop arm



Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss
Telefon 03250
www.handicare.no