

# Unwin

## Rullestol-/passasjerfester

### Skinneinnfesting


**W120**



**UN120QE**



**UN1000**



**UN120-3**



**UN120QE-3**



**G3**



1. Brukes i Unwin skinnesystemer
2. Testet etter ISO 10542
3. Testet med rullestolvekt 120 kg.



# Unwin

## Rullestol-/passasjerfester

### Skinneinnfesting

G3



#### Unwin - WTORS

WTORS – Wheelchair tiedown and occupant-restraint systems.

Unwin tilbyr alle løsninger mht. transport av rullestol og rullestolpassasjer. Unwin er testet etter ISO 10542, men har øket rullestolvekten til 120kg. G3 er testet for 140kg rullestol.

Unwin WTORS monteres i Unwin skinne-systemer.

Rullene er automatiske og selvstrammende.

Unwin med skinneinnfestinger tilbyr en stor fleksibilitet når det gjelder innfesting og plassering av rullestol og passasjer i rullestolen, i kjøretøyet.

| Varenr    | HMSnr  | Varebeskrivelse  |
|-----------|--------|--|
| W120      | 153606 | 4 pkt. rullestolfeste<br>2 fremre faste+2 bakre m/strammer   |
| UN120QE   | 157776 | 4 pkt. rullestolfeste<br>2 fremre faste+2 bakre m/aut. rulle   |
| UN1000    | 136397 | 6 pkt. rullestolfeste 170kg rullestol<br>2 fremre faste+4 bakre m/strammer   |
| UN120-3   | 153615 | 4 pkt. rullestolfeste + 3 pkt. aut. rulle<br>2 fremre faste+2 bakre m/strammer<br>3 pkt. aut. rulle                  |
| UN120QE-3 | 157775 | 4 pkt. rullestolfeste+3 pkt. aut. rulle<br>2 fremre faste+2 bakre m/aut. rulle<br>3 pkt. aut. rulle                  |
| G3        | 136407 | 4 pkt. rullestolfeste+3 pkt. aut. rulle<br>2 fremre faste+2 bakre m/strammer<br>3 pkt. aut. rulle<br>140kg rullestol |



Handicare AS  
Vålerveien 159  
Postboks 163  
1501 Moss  
Telefon 03250  
[www.handicare.no](http://www.handicare.no)