

Unwin

Rullestol-/passasjerfester

Soloinnfesting

SW/A



UN120SQE



UN120S-3



UN120SQE-3



1. Brukes i Unwin Solo punkt-innfestinger
2. Testet etter ISO 10542
3. Testet med rullestolvekt 120 kg.

Unwin

Rullestol-/passasjerfester

Solo innfesting

S10



Unwin - WTORS

WTORS – Wheelchair tiedown and occupant-restraint systems.

Unwin tilbyr alle løsninger mht. transport av rullestol og rullestolpassasjer. Unwin er testet etter ISO 10542, men har øket rullestolvekten til 120kg.

Unwin Solo WTORS monteres i Unwin Solo punkt-systemer.

Solopunktene er inkludert i settene

Rullene er automatiske og selvstrammende.

Unwin Solo punkt-innfestinger tilbyr en stor fleksibilitet når det gjelder innfesting og plassering av rullestol og passasjer i rullestolen, i kjøretøyet.

Varenr

HMSnr

Varebeskrivelse

SW/A	153616	4 pkt. rullestolfeste 2 fremre faste+2 bakre m/strammer
UN120SQE	199772	4 pkt. rullestolfeste 2 fremre faste+2 bakre m/aut. rulle
UN120S-3	169715	4 pkt. rullestolfeste + 3 pkt. aut. rulle 2 fremre faste+2 bakre m/strammer 3 pkt. aut. rulle
UN120SQE-3	169717	4 pkt. rullestolfeste+3 pkt. aut. rulle 2 fremre faste+2 bakre m/aut. rulle 3 pkt. aut. Rulle
S10	157783	Unwin Solo gulvfeste



Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss
Telefon 03250
www.handicare.no