

Handi PowerSeatBase

6-veis seteunderstell



1. 200mm høydejustering
2. Løftekapasitet inkl. sete 220kg.
3. 180° svingplate
4. Leveres i høyre og venstre versjoner
5. Leveres i 3 forskjellige lengder
 - 1620mm
 - 1220mm
 - 920mm



Handi PSB

6-veis seteunderstell



HandiPSB

Understellet benyttes i kassevognen hvor overflytting fra rullestol til bilsete skal foregå inne i bilen. Benyttes i forbindelse med fører sete og/eller passasjer sete. 6-veis betjenes via brytere montert på understellet og/eller fjernkontroll. Kan benyttes med bilens originalsete eller spesialsete. Løfter 220mm. Løftekapasitet inkl. sete er 220kg. Leveres med fotplate og 180° elektrisk sving som standard. 3 forskjellige lengder – 1620mm – 1220mm – 920mm.

Varenr.

HPB920L
HPB920R
HPB1220L
HPB1220R
HPB1620L
HPB1620R

HMSnr.

201434
201435
201436
201437
201438
201439

Varebeskrivelse

6-veis seteunderstell 920mm venstre
6-veis seteunderstell 920mm høyre
6-veis seteunderstell 1220mm venstre
6-veis seteunderstell 1220mm høyre
6-veis seteunderstell 1620mm venstre
6-veis seteunderstell 1620mm høyre

HPB61439
HPB61446
HPB61444

201523
201524
201525

Festbrakett HandiPSB - MB Sprinter
Festbrakett HandiPSB - MB Vito 639
Festbrakett HandiPSB – VW T5



Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss
Telefon 03250
www.handicare.no