



QUATTRO[®] plus

Tekniset tiedot

OHJAUSYKSIKÖ

Leveys	346 mm
Korkeus	258 mm
Syvyys	156 mm
Paino	4 kg
Sykliväli	16 min.

PATJA

Pituus*	2050 mm
Leveys*	780 mm ja 880 mm
Syvyys	180 mm
Paino	9,4 kg
Sisämateriaali	PU-ilmakennot
Päälinen	PU-laminoitu joustonailon
Kennojen määrä	32 kpl
Max. painoraja	200 kg
Min. painoraja	Ei ole

*Vakiokoot Suomessa

Kaikille potilastyypeille sopiva **Quattro[®] Plus** -patjajärjestelmä yhdistää aktiivisen 1-in-4 -kennosyklin, kudossuojan (TISSUEgard™), orto-differentiaalisen tuen (Ortho-Differential Support) ja multielastisen hygieniapäällisen, jotka yhdessä alentavat painetta korkean ja erittäin korkean riskin potilaiden painehaavojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Tuote soveltuu myös potilaille, joilla on jo painehaavoja.

Aktiivinen 1-in-4 -kennosykli tukee kaiken aikaa 75 % potilaan kehosta kolmen täyttyneen kennon ryhmissä. Neljäs kenno tyhjentyy tarpeeksi paineen jakautumiseksi ja kudosten reperfuusion edistämiseksi. Lisäetuna 1-in-4 -järjestelmä voi myös lisätä potilaan kokemaa mukavuutta ja vähentää makuualustan liikkumisesta johtuvaa häiritsevää tunnetta.

TISSUEgard™ mahdollistaa potilaan osittaisen uppoamisen ja myötäilevyyden makuualustaan vähentäen potilaan ihoon kohdistuvaa painetta ja paine-eroa täyttyneiden ja tyhjentyneiden kennojen välillä. Näin voidaan myös minimoida leikkausvoimien vaikutusta.

Orto-differentiaalinen tuki tarkoittaa, että patjan ulkoreunat ovat kovempia helpottaen potilaan siirtämistä, antaen lisätukea ja luoden samalla pehmeämmän patjan keskialueen.

Valmistaja:



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

Maahantuoja/Jakelija:



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ