



Dyna-Tek™ Posture Visco



Diseño – Patente pendiente

El cojín **Dyna-Tek Posture Visco** está diseñado para facilitar el manejo de la postura, junto a una excelente redistribución de presión. Esta hecho específicamente para pacientes considerados de “**Alto riesgo**” de desarrollar úlceras por presión. Tanto en una silla de ruedas en el hogar como en asilos y hospitales, **Dyna-Tek Posture Visco** proporciona la mejor combinación entre el confort del paciente y el cuidado de su presión.

Características

- 1 Diseño creado para las tuberosidades isquiáticas
- 2 Superficie de espuma viscoelástica
- 3 Espuma CMHR de calidad superior
- 4 Cubierta permeable al vapor, elastizada (impregnada con un agente fungicida)
- 5 Base antideslizante
- 6 Piezas totalmente reemplazables

Beneficios

- Facilita un manejo excepcional de la postura
- Proporciona una excelente redistribución de la presión y gran confort del paciente
- Previene el hundimiento del paciente y ayuda a su traslado
- Reduce las fuerzas de corte y fricción, al tiempo que ayuda a implementar las normas de control de infecciones (lavable a 95 °C)
- Facilita la manipulación para mayor seguridad del paciente
- Garantiza una buena relación calidad/precio

Especificaciones técnicas

Código del producto	CUSH/PV/46/46/7.5
Categoría de riesgo	Alto riesgo
Límite de peso	152 kg
Garantía	2 años
Dimensiones	(Largo) 46 cm x (ancho) 46 cm x (altura) 7,5 cm (18" x 18" x 3") Dimensiones variables a solicitud
Densidad de la espuma	Base CMHR – 38–40 kg / m ³ Dureza nominal – 200 N
Clase de fatiga	Severa
Resistencia al fuego	BS7176; 2007
Peso	1.3kg
Compatible con solución de hipoclorito	1.000 ppm diluidas o 0,1 % (o para usar según las normas locales de control de infecciones)