



Das **Dyna-Tek Profile** Kissen ist unser Einstiegsprodukt und bietet überraschend gutes Haltungs-Management sowie hervorragende Druckentlastung. Dieses Produkt ist speziell für den Benutzer entwickelt die als „**Risiko**“ für Dekubitusentwicklung eingestuft sind. **Dyna-Tek Profile** wurde vor allem für den Einsatz in einem Rollstuhl entwickelt, kann aber ebenso im Pflege- oder Homecare-Umfeld verwendet werden. Es bietet eine ultimative Kombination von Druckentlastungspflege und Patientenkomfort zu einem kostengünstigen Preis.

Ausstattungsmerkmale Vorteile

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Einzigtiges Design mit „Sitzbeinhöckerausbuchtung“ | Bietet außergewöhnliches Haltungs-Management |
| 2 | Geformte Schaumoberfläche als Oberschenkelauflage | Bietet hervorragende Druckverteilung und überragenden Patientenkomfort |
| 3 | Höchstqualitativer CMHR-Schaum | Verhindert das Absinken des Patienten und erleichtert den Patiententransfer |
| 4 | Dampfdurchlässiger Multi-Stretch-Bezug (mit einem Fungizid imprägniert) | Reduziert Scher- und Reibungskräfte bei Unterstützung von Infektionskontrollstrategien (kann bei bis zu 95 °C gewaschen werden) |
| 5 | Rutschfeste Unterlage | Unterstützt Umlagerungs- und Bearbeitungsprozeduren und bietet ultimative Sicherheit der Patienten |
| 6 | Voll austauschbare Teile | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis |

Technische Daten

Produktcode	CUSH/PRO/43/43/5
Risikokategorie	Risiko
Gewichtsbeschränkung	114 kg
Garantie	1 Jahr
Größe	43 cm (Länge) x 43 cm (Breite) x 5 cm (Höhe). Variable Größen auf Anfrage
Schaumdichte	CMHR-Unterlage: 38-40kg/m ³ nominale Härte - 200 Newton
Ermüdungsklasse	Schwer
Flammschutz	BS7176; 2007
Gewicht	1 kg
Mit Hypochlorit-Lösungsverträglich	1000 ppm verdünnt oder 0,1% (oder in Verbindung mit örtlichen Richtlinien zur Infektionskontrolle zu verwenden)