


Análisis de mapeo de la presión Producto – Dyna-Tek Posture Visco

La compañía produce un amplio surtido de tamaños de cojín para cada tipo de producto, desde los pediátricos de 10" x 10" hasta los bariátricos de 30" x 30". Elegir el cojín de tamaño adecuado es crucial en la redistribución de presión para el paciente (presión = peso/superficie). Los siguientes ejemplos muestran 2 pacientes diferentes, un hombre de 71 kg y una mujer de 56 kg.

Cojín DynaTek Owl para mujer de 56 kg



Cojín Dyna-Tek Owl para hombre de 71 kg

