


Analyse de la Cartographie de la Pression Produit – Profile Dyna-Tek

L'entreprise fabrique une large gamme de tailles de coussin pour chaque type de produit notamment des coussins pédiatriques de taille 10 "x10" et des coussins pour les patients en surpoids de taille 30 "x30". Il est absolument vital de choisir un coussin à répartition de pression dont la taille est adaptée au patient (pression = force / zone). Nous avons pris comme exemple deux patients différents : un homme de 71 kg et une femme de 56 kg.

Dyna-Pad Profile Coussin 56kg Femme



Dyna-Pad Profile Coussin 71kg Homme

