


# RiseAtlas625T<sup>TM</sup> med SmartPark-funksjon

## SystemRoMedic<sup>TM</sup>



### Spesialversjon med SmartPark-funksjon - for brukere som veier opp til 285 kg

- Maks brukervekt 285 kg
- Kjøremotor for fremdrift i skinnen
- Spesialversjon for bruk i skinnesystem med endelading
- Moderne, elegant og hygienisk design
- Oppsiktsvekkende liten og ekstremt lav vekt
- For alle skinnesystemer, i alle miljøer og i alle typer rom
- Gir stort løfteområde og mulighet for meget lave og høye løft
- For alle situasjoner, brukere og behov
- Meget enkel å bruke, gir sikre arbeidsforhold og gjør det mulig for medhjelperen å være nær brukeren under hele løfteprosedyren
- Stillestående, myke bevegelser samt myk start og stopp
- Ergonomisk og brukervennlig håndkontroll
- På- og Av-knappene på håndkontrollen forebygger uregelmessig bruk av takheismotorens funksjoner
- Manuell nødstop
- Elektrisk og manuell nødsenk
- Overbelastningssensor med varsel
- Fallvern
- Motoren stanser automatisk hvis løftebåndet ikke belastes
- Nattlys
- Effektiv styring av løftebåndet forhindrer unødvendig tvinning av løftebåndet
- Miljøvennlig NiMH-batterier med høy kapasitet
- En unik ladeløsning med en kjøremotor for to alternative lademetoder (skinnelading/endelading)
- RiseAtlas625T med SmartPark-funksjon er innstilt på endelading/Lading i ladestasjon som standard
- Diskret informasjonspanel
- Servicevennlig
- Diagnostikk; en spesiell software finnes som tilbehør og gjør det mulig, via en PC, å få tilgang til ytterligere informasjon om takheismotoren
- Mange tilbehør for sikre, enkle og individuelt tilpassede løft av brukere i de aller fleste forflytningssituasjoner

# RiseAtlas625T™ med SmartPark-funksjon

For profesjonelle og meget funksjonelle omsorgsmiljøer med en harmonisk og menneskelig atmosfære.



Ergonomisk og brukervennlig håndkontroll



## PRODUKTPESIFIKASJONER

### Art. nr. Produkt

50100053 RiseAtlas625T, med SmartPark-funksjon

RiseAtlas450T, med SmartPark-funksjon leveres med håndkontroll og lader. Løftebøyle bestilles separat.

## TILBEHØR

Art. nr.	Produkt	Beskrivelse
70200047	9V battery and cable	Batteri og kabel, for nødsenk
70200048	Software for diagnostics	Software for diagnostikk
50400066	Cover to charger	Deksel for lader, for alle modeller og spesialversjoner av RiseAtlas
50400048	Parking Placard	Parkeringstavle for bekvem oppbevaring av løftebøyer, manualer og løfteseler
50400332	Parking Placard BariBar	Parkeringstavle for oppbevaring av BariBar og løftesel.
70200071	SlingBar XS	Løftebøyle, 250 mm
70200001	SlingBar S	Løftebøyle, 350 mm
70200002	SlingBar M	Løftebøyle, 450 mm
70200003	SlingBar L	Løftebøyle, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Sidebøyer for SlingBar XS/S/M/L
70200072	BariBar	Firepunkts løftebøyle for takheismotor SWL 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Firepunkts løftebøyle SWL 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Fortengelsesbånd, 6 lengder: 370 – 970 mm

Besøk [www.handicare.no](http://www.handicare.no) for mer informasjon.

## TEKNISK INFORMASJON

Maks brukervekt: \_\_\_\_\_ 285 kg  
Materiale, chassis: \_\_\_\_\_ Aluminium  
Materiale, deksel: \_\_\_\_\_ Brannhemmende ABS-plast  
Fysisk utvendige mål, lengde x bredde x høyde: \_\_\_\_\_ 266 x 151 x 156 mm  
Egenvekt: \_\_\_\_\_ 7,5 kg  
Fremdrift i skinnene: \_\_\_\_\_ Kjøremotor  
Hastighet ved forflytning langs skinnen, uten vekt: \_\_\_\_\_ 140 mm per sek  
Hastighet ved forflytning langs skinnen, med vekt: \_\_\_\_\_ 120 mm per sek  
Håndkontroll: \_\_\_\_\_ Elektrisk, 6 knapper  
Løftehøyde: \_\_\_\_\_ 2400 mm  
Løftehastighet, uten vekt: \_\_\_\_\_ 50 mm per sek  
Løftehastighet, med vekt: \_\_\_\_\_ 39 mm per sek  
Lydnivå, med vekt: \_\_\_\_\_ 55 dB(A)  
Effektiv styring av løftebånd: \_\_\_\_\_ Standard  
Nødsenk: \_\_\_\_\_ Elektrisk og manuell  
Nødstop: \_\_\_\_\_ Manuell  
Nattlys: \_\_\_\_\_ Standard  
Batteri: \_\_\_\_\_ NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh  
Håndkontrollslading: \_\_\_\_\_ Nei  
Konstant skinnelading: \_\_\_\_\_ Nei  
Ladestasjon i skinne: \_\_\_\_\_ Standard  
IP-klasse, løftemotor: \_\_\_\_\_ IP20  
IP-klasse, håndkontroll: \_\_\_\_\_ IPX4



RiseAtlas625T, med SmartPark-funksjon oppfyller kravene til medisinsk utstyr, klasse 1-produkter 93/42/EEC.

SystemRoMedic™ er en helhetsløsning for enkle forflytninger. I konseptet inngår det fire produktområder som dekker de aller fleste behov i ulike forflytningssituasjoner.

**Overflytting**, mellom to enheter. **Posisjonering**, innenfor samme enhet.

**Støtte**, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.



# handicare

Handicare AS  
Vålerveien 159, 1599 Moss  
Postboks 163, 1501 Moss  
Telefon: +47 03250  
Telefaks: +47 85 02 88 22  
[www.handicare.no](http://www.handicare.no)  
[post@handicare.no](mailto:post@handicare.no)