

Coral

Mobil toalett-/duschstol

Stabilt stöd
Justerbar höjd
Kompakt format och låg vikt
Ergonomisk design



En mobil toalett-/duschstol med justerbar höjd - en praktisk lösning för flexibilitet komfort

Den mobila Coral toalett-/duschstolen är ett hjälpmedel som gör det möjligt för brukaren att sitta säkert och bekvämt vid toalettbesök eller i duschen. Stolen levereras komplett med toalettskenor och kan användas antingen fristående, med bäcken eller toalettink, eller stående över en vanlig toalettstol. Toalett-/duschstolen erbjuder ett stabilt och höjjusterbart stöd för mindre aktiva brukare med svaga ben, låg uthållighet och/eller dålig balans som sitter på stolen under längre perioder och som behöver mer stöd vid nedsittning, uppresning och sittande överflyttning. Fyra dubbelhjul gör stolen mobil och mycket enkel både att flytta mellan olika platser och att manövrera, vända och justera i olika positioner, även när brukaren sitter i stolen. Sitshöjden kan enkelt justeras för att garanterat passa perfekt för varje brukare och situation.

Coral

Formgjuten toaletsits ger en bra sittställning och en bekväm sittvinkel

Den rostfria ramen är försedd med en praktisk och bekväm, formgjuten toaletsits av tålig plast med en slät och behaglig yta. Sitsen ger en bra sittställning och en bekväm sittvinkel på en grad, vilket gör duschning och toalettbesök till säkra och behagliga upplevelser eftersom brukaren inte glider av sitsen. Fördjupningarna i toaletsitsens bak- och framkant underlättar för brukaren att komma åt intima kroppsdelar utan att behöva ställa sig upp.

Ryggstöd med fällbara armstöd ger extra stöd och trygghet

Brukare med nedsatt styrka och balans kan ha svårt att sätta sig ned och resa sig upp. Denna modell av Coral är utrustad med ett stabilt och bekvämt ryggstöd med integrerade, fällbara armstöd som ger just det extra stöd som kan behövas i dessa situationer. Rygg- och armstöden ger också brukaren en ökad känsla av trygghet i sittande ställning, utan att vara i vägen för en mer aktiv och oberoende brukare.

Ryggstödet ram är klädd med en bekväm och lättskött textil nätklädsel som ger ett mjukt och följsamt stöd. Klädseln torkar också mycket snabbt. Ryggstödet djup kan ställas in med hjälp av ett kardborrband i nederkanten på klädseln. Armstöden är individuellt upp- och nedfällbara, vilket både underlättar överflyttningar i sidled och skapar mer utrymme för brukaren samtidigt som det ger medhjälparen ökad åtkomst. Armstödens längd medger maximalt stöd vid förflyttningar framåt och bakåt i stolen.

Dubbelhjul med dubbla bromsar och fotbromspedaler

Den mobila Coral toalett-/duschstolen är utrustad med fyra dubbelhjul med dubbla bromsar och mycket praktiska fotbromspedaler. Den inkaplade designen gör hjulen mycket enkla att hålla rena. Stolen är också försedd med vridbara fotstöd som ger brukaren ytterligare komfort och säkerhet.

Låg vikt och kompakt format gör stolen mycket lättplacerad

Den mobila toalett-/duschstolen har låg vikt och ett kompakt format vilket gör den mycket lättplacerad i alla typer av våtrum.

För mer information, besök vår hemsida, www.handicare.se.

PRODUKTSPECIFIKATION

Art. nr.	Produktnamn, beskrivning
3002020050	Coral, mobil toalett-/ duschstol, komplett med toaletskenor och vridbara fotstöd

FINESSER OCH FÖRDELAR

- Mobil, enkel för medhjälparen att flytta och manövrera, brukaren kan själv förflytta stolen med hjälp av fötterna
- Stabil och trygg, med ergonomisk design
- Säker och mycket enkel att använda
- Kompakt, hygienisk och attraktiv design
- Lättplacerad i alla typer av våtrum
- Mycket enkel att montera – inga verktyg behövs
- Rostfritt stål och plast, passar för våta miljöer
- Enkel skötsel och underhåll
- Formgjuten toaletsits ger en bra sittställning och en bekväm sittvinkel
- Fördjupningar i toaletsitsens bak- och framkant underlättar intimhygien
- Utformningen av fördjupningarna hindrar brukaren från att glida ned i sitsen
- Enkel justering av sitshöjden; 420-570 mm, justerbar i 7 positioner med 25 mm mellanrum
- Bekvämt, ergonomiskt ryggstöd ger mjukt och följsamt stöd
- Ett påskjutningshandtag med sluten form och med ergonomisk höjd och design är integrerat i ryggstödet
- Nätklädseln är enkel att ta bort och kan tvättas i 60-85 grader för optimal hygien
- Individuellt fällbara armstöd ger ergonomiskt stöd vid förflyttningar och trygghet i sittande ställning
- Rygg- och armstöden är utformade för att inte vara i vägen för en mer aktiv och oberoende brukare
- Dubbelbromsade hjul med lättanvända och praktiska fotbromspedaler
- Vridbara fotstöd ger ytterligare komfort och säkerhet

TEKNISK INFORMATION

Material, ram och ben:	_____ Rostfritt stål
Material, sits och armstöd:	_____ Globalförstärkt 30 % PP plast
Material, ryggstöd:	_____ Globalförstärkt 30 % PP plast/polysternät
Material, fotstöd:	_____ Globalförstärkt 30 % PP plast
Hjul:	_____ Dubbelhjul, Ø 100 mm
Sits, höjd:	_____ 420-570 mm
Sits, bredd x djup:	_____ 490 x 460 mm
Toalettöppning, bredd x djup:	_____ 210 x 280 mm
Ryggstöd, höjd:	_____ 520 mm
Ryggstöd, bredd:	_____ 490 mm
Armstöd, höjd (mätt från sitsen):	_____ 230 mm
Armstöd, längd:	_____ 400 mm
Total höjd:	_____ 940 – 1090 mm
Ytermått, bredd x djup:	_____ 620 mm x 780 mm
Fri höjd under sits (för placering över toalettstol):	_____ 365 – 515 mm
Fri bredd under sits (för placering över toalettstol):	_____ 410 mm
Vikt:	_____ 14 kg
Max belastning på armstöd:	_____ 75 kg
Max. brukarvikt:	_____ 150 kg

TILLBEHÖR

Art. nr.	Produktnamn, beskrivning
LI02979.411	Bedpan, bäcken med lock och handtag, Ø 300 mm, polerat rostfritt stål
LI02979.430	Bucket, toaletthink med lock och handtag, Ø 300 mm, polerat rostfritt stål
3002920400	Soft toilet seat, mjuk toaletsits, PUR, oval öppning
3002920401	Soft toilet seat, mjuk toaletsits, PUR, nyckelhålsformad öppning
3002920500	Transportation seat, transportsits, PUR
3002920200	Calf support, vadstöd, textil med kardborrband
3002921300	Safety belt, säkerhetsbälte för höft eller bröst



handicare

Handicare AB
Veddestavägen 15,
Box 640, 175 27 Järfälla
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.se
info@handicare.se