

MiniLift160EM/EE

SystemRoMedic™

Maximale
belasting
160 kg

Zorgvragers kunnen hun handen op meerdere plekken neerzetten dankzij de greepvriendelijke handgrepen en zijsteunen

Gemakkelijk verstelbare tilarm

Uniek patroon bij opstaan

Gemakkelijk te manoeuvreren

Compact formaat

Snelle handleiding op de lift zelf

Zachte, verstelbare onderbeensteunen

Batterij met hoge capaciteit en een lange levensduur

Ingebouwde oplader

Voetplaat met lage opstaphoogte en antislipoppervlak

Vergrendelbare achterwielen

Elektrisch of handmatig verstelbaar onderframe

Ook verkrijgbaar met lage poten voor gebruik bij lage bedden

Gemakkelijk rollende, onderhoudsvrije zwenkwielen (op uitvoeringen met poten van standaardhoogte)

Een unieke oplossing voor actief opstaan, verkrijgbaar in vier uitvoeringen

MiniLift160 is een mobiele opstalift die gebruikt wordt in combinatie met een speciaal aangepast tilvest om zorgvragers met een functiebeperking te helpen opstaan vanuit een zittende positie. MiniLift160 is gebouwd voor een volledig unieke en zeer comfortabele ervaring bij het opstaan vanuit zitten. De lift is bovendien compact, handig en zeer eenvoudig te manoeuvreren, dat in combinatie met de mogelijkheid om de instellingen optimaal aan te passen aan iedere zorgvrager maakt de lift zeer bruikbaar in de meeste locaties en situaties. MiniLift160 biedt een unieke combinatie van functionaliteit, prestaties en kwaliteit in verhouding tot de prijs. Een voordeligere oplossing is moeilijk te vinden!



MiniLift160EM/EE

Zeer comfortabel, actief opstaan met natuurlijk bewegingspatroon

MiniLift 160 is ontwikkeld om zorgvragers zo voorzichtig en comfortabel mogelijk te helpen bij het omhoog komen vanuit een zittende naar een staande positie. Zorgvragers kunnen hun handen op meerdere plekken neerzetten dankzij de handgreep en zijsteunen. De stabiele voetplaat met antislip is zeer laag en de onderbeensteunen en tilarm kunnen voor iedere zorgvrager optimaal aangepast worden. Als de MiniLift 160 gebruikt wordt in combinatie met de juiste tilaccessoires worden zorgvragers ondersteund onder de voeten, aan de voorkant van de onderbenen en in de rug, voor een veilige en zekere, maar actieve procedure bij het gaan staan. De constructie brengt de zorgvrager veilig naar voren en omhoog in een natuurlijk bewegingspatroon, terwijl tegelijkertijd de beenspieren en het evenwicht worden getraind. MiniLift 160 is verkrijgbaar in vier uitvoeringen met elektrisch of handmatig verstelbaar onderframe en met poten van standaardhoogte of lage poten voor gebruik met lagere bedden. Alle uitvoeringen worden gemaakt van staal voor stabiliteit en sterkte, en zijn geschikt voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 160 kg.



Ergonomische en eenvoudig te gebruiken handbediening met twee (EM) en vier (EE) knoppen respectievelijk.



Nieuwe bedieningsconsole met diagnosemogelijkheden zoals liftteller en overbelastingsindicatie. Elektrische noodstopknop beschikbaar op de bedieningsconsole.

PRODUCTSPECIFICATIE

Productnaam	Beschrijving	Artikelnr.
MiniLift 160EM	Mobiele opstalift met handmatig verstelbaar onderframe	60300010
MiniLift 160EM	Mobiele opstalift met handmatig verstelbaar onderframe, lage poten	60300011
MiniLift 160EE	Mobiele opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe	60300012
MiniLift 160EE	Mobiele opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe, lage poten	60300013

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale belasting	160 kg
Lengte van zorgvrager, min.-max.	1 400-2 000 mm
Materiaal	Staal met poedercoating
Hoogte	980 mm
Lengte	919 mm
Lengte, opgeklapt	1 098 mm
Breedte onderframe, buitenmaat	669-959 mm
Breedte onderframe, binnenmaat	531-773 mm
Gewicht	40,5 kg
Aanpassing onderframe, EM	Handmatig
Aanpassing onderframe, EE	Elektrisch
Hoogte van voetplaat, voor zorgvrager	59 mm
Zwenkwielen, diameter, 60300010 en 60300012	100 mm
Achterste zwenkwielen, diameter, 60300011 en 60300013	100 mm
Voorste zwenkwielen, diameter, 60300011 en 60300013	70 mm
Tilnelheid, zonder belasting	35 mm per seconde
Nooddaalfunctie	Handmatig en elektrisch



Alle uitvoeringen van MiniLift 160 voldoen aan de vereisten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen voor producten van Klasse 1, 93/42/EEG.

ACCESSOIRES

Artikelnr.	Productnaam	Beschrijving
45500003-009	ThoraxSling	Polyester, X-Small
45500004	ThoraxSling	Polyester, Small
45500006	ThoraxSling	Polyester, Medium
45500007	ThoraxSling	Polyester, Large
45500008	ThoraxSling	Polyester, X-Large
45500009	ThoraxSling	Polyester, XX-Large
45550004	ThoraxSling	Afveegbaar, Small
45550006	ThoraxSling	Afveegbaar, Medium
45550007	ThoraxSling	Afveegbaar, Large
45550008	ThoraxSling	Afveegbaar, X-Large
45550009	ThoraxSling	Afveegbaar, XX-Large
45590004	ThoraxSling	Wegwerp, niet-geweven, Small, 5 st.
45590006	ThoraxSling	Wegwerp, niet-geweven, Medium, 5 st.
45590007	ThoraxSling	Wegwerp, niet-geweven, Large, 5 st.
45590008	ThoraxSling	Wegwerp, niet-geweven, X-Large, 5 st.
45600004	ThoraxSling	Met zitsteun, polyester, Small
45600006	ThoraxSling	Met zitsteun, polyester, Medium
45600007	ThoraxSling	Met zitsteun, polyester, Large
45600008	ThoraxSling	Met zitsteun, polyester, X-Large
45690004	ThoraxSling	Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, Small, 5 st.
45690006	ThoraxSling	Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, Medium, 5 st.
45690007	ThoraxSling	Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, Large, 5 st.
45690008	ThoraxSling	Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, X-Large, 5 st.
70200033	CalfStrap	Voor MiniLift 160
70200012	SlingBarWrap MiniLift	Zachte, afveegbare bescherming voor handgreep van MiniLift 160
70200089	Handbediening HB33-6	6 knoppen, met indicatie van onderhoud, batterijstatus en overbelasting, voor MiniLift 160EE, 60300012 en 60300013
70200029	Externe oplader Linak	Externe oplader voor alle modellen en uitvoeringen van MiniLift

ThoraxSling SystemRoMedic™

ThoraxSling is een speciaal aangepast en zeer comfortabel tilvest voor bij het opstaan dat gebruikt wordt in combinatie met de SystemRoMedic™-opstaliften uit de MiniLift-serie. Het tilvest is gemakkelijk aan te brengen door de zorgverlener, terwijl de zorgvrager zich veiliger kan voelen bij het trainen van opstaan en staan.

ThoraxSling maakt ook toiletbezoek gemakkelijker. ThoraxSling is verkrijgbaar in twee modellen: een met steun in de rug (ThoraxSling) en een dat ook steun onder het zitvlak biedt (ThoraxSling met zitsteun), en in verschillende materialen en maten.

Andere modellen en uitvoeringen van mobiele opstaliften MiniLift

MiniLift is verkrijgbaar in nog twee modellen met verschillende tilcapaciteit. Beide hebben een elektrisch verstelbaar onderframe en poten van standaardhoogte.

Artikelnr.	Productnaam	Beschrijving
401100334	MiniLift 200	Mobiele opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe, max. belasting 200 kg
400641434	MiniLift 125	Mobiele opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe, max. belasting 125 kg

Ga naar www.handicare.com voor meer informatie.



handicare

Maskinvägen 17,
972 54 Luleå, Zweden
Tel.: +46 (0)8 557 62 200
Fax: +46 (0)8 557 62 299
www.handicare.com
info@handicare.se

SystemRoMedic™ is een complete oplossing voor gemakkelijke verplaatsingen. Het concept bestaat uit vier productgebieden die voorzien in de meeste behoeften van verschillende verplaatsingssituaties.

Verplaatsing tussen twee locaties. **Positionering** op dezelfde locatie.

Ondersteuning voor mobiliteit. **Tillen**, zowel handmatig als mechanisch.