

RisePorto300™

SystemRoMedic™



Maximale
belasting
140 kg

Veilige en flexibele tiloplossingen voor elke situatie

RisePorto300 is een draagbare plafondblift met een ongewoon klein formaat en een zeer laag gewicht. Tegelijkertijd is de lift sterk en veilig voor zekere, comfortabele en individueel aangepaste tiloplossingen voor elke situatie en voor zorgvragers van maximaal 140 kg. RisePorto300 kan worden gebruikt op alle railsystemen, in elke situatie en in alle soorten kamers. De lift kan gemakkelijk worden verplaatst tussen verschillende railsystemen en kamers. Dit zorgt voor een hoog gebruik, waardoor handmatig tillen en werkgerelateerd letsel en ongelukken voorkomen worden. RisePorto300 is een moderne en stijlvolle plafondblift voor veilige en flexibele tiloplossingen die gekenmerkt worden door prestaties, eenvoud en comfort. De lift draagt ook bij aan een professionele en zeer functionele zorgomgeving met een goede en menselijke sfeer.



PRODUCTSPECIFICATIE

Artikelnr.	Product	Beschrijving
50200016	RisePorto300	Compleet met handbediening en lader, maximale belasting 140 kg

Trolley apart te bestellen.

ACCESSOIRES

Artikelnr.	Product	Beschrijving
50200014	Trolley 360 RisePorto	360° draaiende trolley
50200004	Room transfer strap	Riem voor kamerverplaatsing, 300 mm
70200021	Room transfer strap	Riem voor kamerverplaatsing, 700 mm
70200022	Room transfer strap	Riem voor kamerverplaatsing, 800 mm
70200023	Room transfer strap	Riem voor kamerverplaatsing, 900 mm
70200024	Room transfer strap	Riem voor kamerverplaatsing, 1000 mm
50200017	Handle for mounting	Hendel voor bevestiging, 750 mm
70200053	Lift strap extension	Tilriemverlenging, 370 mm
70200054	Lift strap extension	Tilriemverlenging, 570 mm
70200055	Lift strap extension	Tilriemverlenging, 670 mm
70200056	Lift strap extension	Tilriemverlenging, 770 mm
70200057	Lift strap extension	Tilriemverlenging, 870 mm
70200058	Lift strap extension	Tilriemverlenging, 970 mm
70200048	Software for diagnostics	Software voor diagnose

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale belasting, RisePorto300:	140 kg
Materiaal, chassis:	Aluminium
Materiaal, behuizing:	Niet-brandbaar ABS-plastic
Materiaal, tiljuk:	Aluminium
Afmetingen, lengte x breedte x hoogte:	288 x 152 x 153 mm
Totale hoogte:	270 mm
Gewicht:	5,8 kg
Verplaatsing langs de rail:	Handmatig
Tiljuk:	Geïntegreerd, opklapbaar
Tiljuk, breedte:	458 mm
Handbediening:	Elektrisch, 4 knoppen
Tilbereik:	1700 mm
Tielsenheid, zonder belasting:	30 mm/sec
Tielsenheid, met belasting:	18 mm/sec
Geluidsniveau, met belasting:	57 dB(A).
Nooddaalfunctie:	Elektrisch en handmatig
Noodstop:	Handmatig
Accu:	NiMH 26,4 V 2,7 Ah
Beschermingsklasse, lifteenheid:	IPX3
Beschermingsklasse, handbediening:	IPX4



RisePorto300 voldoet aan de vereisten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen voor producten van Klasse 1, Richtlijn 93/42/EEG.



Trolley 360 RisePorto
Met de trolley kan RisePorto draaien tijdens het gebruik, waardoor verdraaiing van de tilriem wordt voorkomen.

Handle for mounting

Voor gemakkelijk monteren en demonteren, waardoor RisePorto eenvoudig verplaatst kan worden tussen verschillende railsystemen en kamers.



Ga naar www.handicare.com voor meer informatie.



handicare

Weteringweg 5-9
2641 KM Pijnacker
Tel: 015 - 369 54 40
Fax: 015 - 369 71 64
www.handicare.com
info.LS@handicare.com

SystemRoMedic™ is een complete oplossing voor gemakkelijke verplaatsingen. Het concept bestaat uit vier productgebieden die voorzien in de meeste behoeften van verschillende verplaatsingssituaties.

Verplaatsing tussen twee locaties. **Positionering** op dezelfde locatie.

Ondersteuning voor mobiliteit. **Tillen** zowel handmatig als mechanisch.