

ReTurn7500™

SystemRoMedic™



Gepatenteerd* ontwerp

**Opstaladder van
standaardhoogte, geschikt
voor de meeste volwassen
zorgvragers**

Activeert de zorgvrager

**Vorkomt zwaar tillen
voor de zorgverlener**

Veilig en actief gaan staan en verplaatsen – zonder zwaar te tillen

ReTurn7500 is een gebruiksvriendelijk en zeer effectief hulpmiddel bij het gaan staan en transfers, maar ook bij revalidatie. ReTurn7500 maakt het mogelijk om veilig en actief te gaan staan en helpt bij verplaatsingen van en naar bed, rolstoel of toilet. De ReTurn7500 kan ook worden gebruikt om een zorgvrager verder naar achteren in de stoel of rolstoel te zetten. Zorgverleners kunnen met de ReTurn7500 gemakkelijk transfers uitvoeren zonder zwaar te tillen. Bij zorgvragers die nog enige kracht over hebben stimuleert de ReTurn7500 het natuurlijke bewegingspatroon bij het gaan staan, terwijl tegelijkertijd de spieren en functionele mogelijkheden sterker worden. Daardoor is de ReTurn7500 een ideaal hulpmiddel bij revalidatieklinieken en een zorgvrager die ReTurn7500 thuis gebruikt kan normaal thuis blijven wonen met de hulp van slechts één zorgverlener.



handicare

ReTurn7500



De ReTurn7500 en ReTurn7400 hebben dezelfde stabiele onderplaat waardoor het mogelijk is om te wisselen tussen normale en lage ladders, om in meer behoeften te kunnen voorzien en om zo goed mogelijk gebruik te maken van het product.

PRODUCTSPECIFICATIE

| Artikelnr. | Product | Beschrijving |
|------------|--------------------------------|---|
| 77500 | ReTurn7500 | Draai- en transferplatform, compleet met opstaladder van standaardhoogte |
| 7500i | ReTurn7500 | draai- en transferplatform, compleet met opstaladder van standaardhoogte, met opening voor het vasthaken van de ReTurnBelt |
| 7501 | Rising ladder, standaardhoogte | Voor ReTurn7500 met serienummer vanaf 373317697500500001 en voor ReTurn7400 met serienummer vanaf 373317697400500001 |
| 7501i | Rising ladder, standaardhoogte | Met opening voor het vasthaken van ReTurnBelt, voor ReTurn7500 met serienummers vanaf 373317697500500001 en voor ReTurn7400 met serienummers vanaf 373317697400500001 |
| 7401 | Rising ladder, laag | Voor ReTurn7400 met serienummer vanaf 373317697400500001 en voor ReTurn7500 met serienummer vanaf 373317697500500001 |



Verschillende modellen van ReTurn bieden oplossingen voor alle mogelijke situaties en zorgvragers

Het basisprincipe achter ReTurn is dat zorgvragers de eigen kracht en mogelijkheden gebruiken en verbeteren. Alle ReTurn-modellen helpen daarom de zorgvrager te activeren en moedigen het natuurlijke bewegingspatroon van de zorgvrager aan.



Op www.handicare.com vindt u meer informatie over verschillende modellen van ReTurn en alle accessoires.

Gebruiksvriendelijk en zeer veelzijdig

ReTurn7500 is een handmatig hulpmiddel bij het gaan staan en transfers, het is zeer gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken, zowel voor zorgvrager als zorgverlener. ReTurn7500 is ook een veelzijdig product dat op een groot aantal verschillende manieren gebruikt kan worden, zowel om zorgvragers veilig en efficiënt te assisteren bij het opstaan en het herpositioneren vanuit zit, als voor korte transfers binnenshuis. Daarnaast is ReTurn7500 ook een uitstekend trainingshulpmiddel, waardoor het een ideaal hulpmiddel is bij revalidatie. De ReTurn7500 heeft een opstaladder met een standaardhoogte die geschikt is voor de meeste volwassen zorgvragers. De ReTurn7500 is ook verkrijgbaar in een nieuwe uitvoering met een opening in de opstaladder (patent aangevraagd**) waardoor de ReTurnBelt snel en gemakkelijk vastgehaakt kan worden. Beide uitvoeringen van de ReTurn7500 zijn bedoeld voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 150 kg.

Ontzettend gemakkelijk te manoeuvreren

De ReTurn7500 heeft een uniek, gepatenteerd* ontwerp waarmee het draai- en transferplatform ontzettend gemakkelijk te manoeuvreren is. De ReTurn7500 is soepel en gemakkelijk te rollen, te draaien en te zwenken op alle oppervlakken, zelfs bij weinig ruimte. Het apparaat is gemakkelijk dicht bij een bed, rolstoel of toilet te zetten en het kost minimale inspanning om ReTurn7500 te verplaatsen, zelfs met een grotere of zwaardere zorgvrager.

Stabiele en veilige onderplaat

Dankzij een laag zwaartepunt en een breed onderliggend steunvlak, met wielen op alle hoeken is de onderplaat stabiel en veilig te gebruiken. Twee grote, vaste en vergrendelbare middenwielen zorgen ervoor dat de ReTurn7500 gemakkelijk te rollen en stabiel te sturen is. Tegelijkertijd maken de zwenkwielen op de hoeken het manoeuvreren gemakkelijk.

De opstaladder biedt ruimte voor een natuurlijk bewegingspatroon en voor nabijheid

De ReTurn7500 is uitgerust met een opstaladder die onderaan volledig open is, terwijl het bovendeeplaat op een groot aantal manieren bevestigd kan worden, inclusief een centrale "krachtgreep". De opstaladder leunt voorover, bij de zorgvrager vandaan, waardoor zorgvragers voldoende plek hebben om dicht bij het hulpmiddel te komen om omhoog te "klimmen" en/of om zichzelf omhoog te trekken tot een staande positie. Zorgvragers worden ook door de ladder ondersteund bij statraining en transfers. Het ontwerp biedt zorgverleners ook voldoende werkruimte om zo zeer dicht bij zorgvragers te kunnen blijven om hen vanuit verschillende hoeken te kunnen ondersteunen.

De onderbeensteunen kunnen verticaal en horizontaal ingesteld worden. Ze kunnen ook gedraaid worden om de steunen gemakkelijk aan te passen aan het lichaam van de zorgvrager. Hierdoor is het ook mogelijk om dezelfde ReTurn7500 te gebruiken voor meerdere personen. De onderbeensteunen van de nieuwe uitvoering van ReTurn7500 zijn standaard uitgerust met extra kussens.

De ReTurn7500 is, voor eenvoudiger transport en opslag, eenvoudig te monteren en te demonteren.

TECHNISCHE INFORMATIE

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Maximale belasting | 150 kg |
| Totale hoogte | 1150 mm |
| Onderplaat, lengte x breedte x hoogte | 685 mm x 570 mm x 40 mm |
| Gewicht | 16,5 kg |

* Patent: SE-0300528-7 ** Patent aangevraagd: PCT/SE2012/050160
Ingeschreven Gemeenschapsmodel: RCD-529631-1

ACCESSOIRES

Door ReTurn7500 te combineren met verschillende accessoires kan de zorgvrager extra steun krijgen, een groter gevoel van veiligheid tijdens het opstaan, de statraining en het verplaatsen. De keuze voor accessoires is afhankelijk van de situatie en de functionele mogelijkheden en behoeften van de zorgvrager.

| Artikelnr. | Product | Beschrijving |
|------------|--|------------------------|
| 6031--6038 | ReTurnBelt*** | Maat XXS--XXXL |
| 6133--6136 | ReTurnBelt***, afveegbaar | Maat S--XL |
| 6233--6236 | ReTurnBelt***, weggewerp, niet-geweven | Maat S--XL |
| 6061 | SupportStraps | Accessoire voor riemen |
| 7250 | HeelStrap | Voor ReTurn7500/7400 |
| 7215 | Padding for leg support | Voor ReTurn7500/7400 |
| 0954 | Bag | Voor ReTurn7500/7400 |

*** Patent: SE-0401517-8



handicare

Handicare
Weteringweg 5-9
2641 KM Pijnacker
Tel: 015 - 369 54 40
Fax: 015 - 369 71 64
www.handicare.com
info.LS@handicare.com

SystemRoMedic™ is een totaaloplossing voor eenvoudige transfers. Het concept bevat producten voor vier categorieën transfers die voorzien in de meeste behoeften en transfer-situaties.

Transfers, tussen twee locaties verplaatsen. **Positioneren**, op dezelfde locatie herpositioneren.

Begeleiden, bij het mobiliseren. **Tillen** manueel en mechanisch.