

SystemRoMedic
LØFTESEIL



SystemRoMedic®

Filosofien er enkel. Vi fokuserer på livskvalitet. Derfor utvikler og produserer vi hjelpemidler som bidrar til å gjøre livet lettere for både den som benytter hjelpemiddelet og de ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Løsningen

SystemRoMedic er en komplett løsning (helhetsløsning) for de fleste forflytningsbehov. En løsning som består av utdanning, trening og markedets bredeste utvalg av brukervennlige og effektive forflytningshjelpemidler.

Produktet

SystemRoMedic består av fire områder som oppfyller de fleste forflytningsbehov:

Overflytting, produkter for overflytning mellom to enheter.

Plassering, produkter for forandring av leie innenfor samme enhet.

Støtte, produkter for støtte ved mobilisering (i situasjoner som oppreisning, fra sittende til stående stilling eller gåtrening).

Løft, produkter utviklet for (manuelle eller mekaniske) løft (av brukeren).

SystemRoMedic gir personal innen helse- og omsorgssektoren kunnskapen og verktøyene de trenger for å gjennomføre enkle, sikre og effektive forflytninger av brukere i alle tenkelige situasjoner. Fra de enkleste til de mest komplekse, fra de letteste til de tyngste. Med SystemRoMedic kan man forbedre arbeidsmiljøet og redusere arbeidsrelaterte skader, samtidig som man sparer penger og øker pasientenes opplevelse av selvstendighet, uavhengighet og verdighet.

Vår visjon, å hjelpe mennesker, har alltid vært drivkraften som skaper nye innovasjoner.

Vi elsker enkle forflytninger!

Løfteseilet utgjør hele forskjellen

Når vi utvikler løfteseil og andre tilbehør til personløftere leter vi alltid etter de beste materialene og de beste løsningene. Vårt nære samarbeid med brukere og pleiere er en sterk bidragsyter til at våre produkter er så anvendelige, samtidig som de er trygge og komfortable for brukeren. Alle våre SystemRoMedic løfteseil har en brukervekt på opp til 300 kg.

I vårt sortiment finnes det et bredt utvalg av funksjonelle løfteseil av høy kvalitet.

Løfteseilene er tilpasset de forskjellige løftesituasjonene og brukere med forskjellige behov.

Løfteseilene kommer i forskjellige materialer og størrelser. Alle seilene kan brukes i kombinasjon med våre SystemRoMedic mobile løftere og takløftere, de kan også ofte brukes i kombinasjon med løftere fra andre leverandører.

Viktig å tenke på:

Størrelse

Løfteseilet er for lite for brukeren:

- Når løftebøylen kommer for nærme ansiktet
- Når benstøttene blir for stramme inn mot skrittet
- Når løfteseilet ser for trangt ut

Løfteseilet er for stort for brukeren:

- Når setet kommer for mye igjennom åpningen bak på løfteseilet
- Når benstøttene kommer for langt frem mot knærne

Materiale

- | | |
|------------------|--|
| Polyester | <ul style="list-style-type: none">- Lav friksjon- Tåler høy vasketemperatur- Slitesterkt |
|------------------|--|

- | | |
|----------------------|--|
| Polyester-net | <ul style="list-style-type: none">- Luftig- Vann renner igjennom- Tåler høy vasketemperatur- Brukeren kan sitte på det over lengre tid- Kan brukes i badesituasjoner |
|----------------------|--|


- | | |
|----------------|---|
| Bathnet | <ul style="list-style-type: none">- Passer bra til badesituasjoner, tar ikke til seg vann- Kan også brukes i klorvann- Kan desinfiseres med rengjørings-sprit |
|----------------|---|

- | | |
|-------------------------|---|
| Engangsmateriale | <ul style="list-style-type: none">- Sterkt materiale- Kasserer etter bruk i stedet for å vaskes- Forhindrer spredning av f.eks. multiresistente bakterier |
|-------------------------|---|

Viktige detaljer

Vi har et heldekkende sortiment av funksjonelle løfteseil som både er trygge og komfortable, med mange praktiske detaljer.

Les alltid brukerveiledningen før du tar løfteseilet i bruk og husk regelmessige funksjonstester beskrevet i samme brukerveiledning og på www.handicare.no.



Vi elsker enkle forflytninger

For å gjøre valget enklere, har vi gruppert produktene slik at du lett finner riktig hjelpemiddel til den aktuelle forflytningssituasjonen. Fra side 6 finner du mer informasjon om hvert enkelt produkt.

Løft mellom seng, stol og rullestol



AmpSling

Side 6



BasicSling

Side 6



ClassicSling

Side 6



ClassicHBSling

Side 6



FlexibleSling

Side 6



HighBackSling

Side 7



LowBackSling

Side 7



ShellHBSling

Side 8

Løft fra gulv



FlexibleSling

Side 6



HighBackSling

Side 7



ShellHBSling

Side 8

Løft til/fra toalett



HygieneSling

Side 7



HygieneHBSling

Side 7



HygieneLBSling

Side 7



ThoraxSling

Side 8

Basseng

med klor



BasicSling

Side 6



HighBackSling

Side 7



LowBackSling

Side 7

Horisontale løft/ posisjonering



StretcherSling

Side 8



SafeHandlingSheet

Side 7

Oppreising/stående



ThoraxSling

Side 8



StandingVest

Side 8

Gåtrening



Engangsmateriale



WalkingVest

Side 8



DisposableSling

Side 6



SafeHandlingSheet

Side 7

Løfteseil

System**RoMedic**[®]



AmpSling

AmpSling er et seil som har ben-deler som legges rundt og under bena, noe som gjør den optimal for brukere med høye benamputasjoner.

AmpSling gir brukeren en oppreist sittestilling. Det gir støtte under setet og opp til skuldrene og det er utformet med benstøtte for enkel plassering og fjerning.

Finnes i polyester og polyesternet.



BasicSling

BasicSling er et seil som er beregnet for de vanligste løftesituasjonene. Det gir brukeren en oppreist sittestilling. Det gir støtte under bena og opp til skuldrene og det er utformet med benstøtte for enkel plassering og fjerning.

Finnes i polyester, polyesternet og bathnet.



ClassicSling

ClassicSling er utformet til bruk i løftesituasjoner der brukeren er benamputert eller har svært følsom hud. ClassicSling gir brukeren en oppreist sittestilling. Det gir støtte under bena og opp til skuldrene og er utformet med benstøtte for enkel plassering og fjerning. ClassicSling kommer med normal rygg.

Finnes i polyesternet.



ClassicHBSling

ClassicHBSling er utformet til bruk i løftesituasjoner der brukeren er benamputert eller har svært følsom hud. ClassicHBSling gir brukeren en oppreist sittestilling. Det gir støtte under bena og opp til skuldrene og er utformet med benstøtte for enkel plassering og fjerning. ClassicHBSling kommer med høy rygg.

Finnes i polyesternet.



DisposableSling

DisposableSling gir brukeren en oppreist sittestilling med støtte under bena, opp til skuldrene og bak hodet. Den er utformet med benstøtte for enkel plassering og fjerning.

DisposableSling er utformet i et slitesterkt engangsmateriale og skal kastes istedenfor å vaskes.

Finnes i engangsmateriale.



FlexibleSling

FlexibleSling er utformet til bruk i løftesituasjoner der brukeren trenger støtte bak hodet og fleksibilitet mot kroppen.

Sittestillingen er noe tilbaketrukket og støtter under bena, samt bak hodet. Spesielt bra for brukere som bruker sitteskall eller forstøpte seter. Armene kan være innenfor eller utenfor seilet.

Finnes i polyesternet.



HighBackSling

HighBackSling er et seil som er utformet til bruk i løftesituasjoner der brukeren trenger støtte bak hodet. Det gir brukeren en noe tilbakelemt sittestilling og støtte under bena, samt bak hodet. Det er utformet med benstøtte for enkel plassering og fjerning.

Finnes i polyester, polyesternet og bathnet.



HygieneSling

HygieneSling er utformet for løftesituasjoner i forbindelse med toalettbesøk. Det gir brukeren en lett tilbakelemt sittestilling og støtte under bena og bak ryggen. Åpningen rundt setet er relativt stor for å muliggjøre av og påkledning. Et belte som festes med spenne rundt brukeren gir økt sikkerhet. Finnes også med ekstra ryggstøtte.

Finnes i polyester.



HygieneLBSling

HygieneLBSling er utformet for løftesituasjoner i forbindelse med toalettbesøk. Det gir brukeren en oppreist sittestilling og støtte under bena og bak ryggen. Åpningen rundt setet er relativt stor for å muliggjøre av og påkledning. Et belte som festes med spenne rundt brukeren gir økt sikkerhet.

Finnes i polyester.



HygieneHBSling

HygieneHBSling er utformet for løftesituasjoner i forbindelse med toalettbesøk. Det gir brukeren en oppreist sittestilling og støtte under bena, bak rygg og hode. Åpningen rundt setet er relativt stor for å muliggjøre av og påkledning. Et belte som festes med spenne rundt brukeren gir økt sikkerhet.

Finnes i polyester.



LowBackSling

LowBackSling er et seil som gir brukeren støtte under bena og opp under armene. Den er utformet for de vanligste løftesituasjonene der brukeren har stabilitet i overkroppen.

Finnes i polyester, polyesternet og bathnet.



SafeHandlingSheet

SafeHandlingSheet benyttes for å løfte og posisjonere en bruker i sengen uten å belaste medhjelperen. SafeHandlingSheet brukes i kombinasjon med takløfter eller mobil personløfter med vanlig løftebøyle. Løftebåndene festes på løftebøylen.

Finnes i polyester, polyesternet og engangsmateriale.



ShellHBSling

ShellHBSling er et seil som er lett å plassere og som gir trygghetsfølelse siden det er skålformet etter kroppen. Det gir en oppreist sittestilling og utmerket støtte for hodet.

Finnes i polyester.



StretcherSling

StretcherSling er et seil som sammen med den spesielt utformede løftebøylen StretcherBar benyttes ved horisontale løft. Den har ti opphengspunkter, fem på hver side, noe som gir brukeren jevnt fordelt støtte under hele kroppen. StretcherSling er utformet for å forflytte brukere i liggende stilling.

Finnes i polyester.



StandingVest

StandingVest er en vest som gir støtte ved oppreisning av brukere som benytter ståskall. Den gir støtte rundt lår, overkropp og opp bak hodet. Vesten brukes for å svinge brukeren opp fra liggende til stående posisjon og tilbake igjen. Den kan også benyttes til gåtrening med personløfter.

Støtten rundt kroppen er stivet opp og har saueskinnsplstring under armene. Den festes enkelt med sikkerhetsspennen og holdes på plass av lårbandene.

Finnes i polyester.



ThoraxSling

ThoraxSling er spesielt utviklet for oppreisningsløfter MiniLift. Det gir støtte og trygghet ved oppreisning og forenkler toalettbesøk. Det er enkelt å applisere og gir støtte bak ryggen ved oppreisning.

ThoraxSling er utstyrt med armholder for brukere med nedsatt armstyrke.

Finnes i polyester.



WalkingVest

WalkingVest er en vest som er beregnet for gåtrening med personløfter. Den gir støtte rundt overkroppen og holdes på plass med polstrede lårband.

Finnes i polyester.





AdjustmentLoop

AdjustmentLoop er forlengelsesbånd som benyttes til å forlenge seilets løftebånd til ønsket lengde, som f.eks. til sittende eller liggende stilling eller for likevekt ved halvsidelammelser.

Varebeskrivelse	Art. nr.	HMS art.nr.
AdjustmentLoop, 10 cm, par	49182006S	162994
AdjustmentLoop, 20 cm, par	49182007S	162995

HeadSupport



HeadSupport er en støtte som festes til krokene på løftebøylen og plasseres bak hodet på brukeren. Produktet benyttes der man har løfteseler uten støtte til hodet. HeadSupport har tre alternative løkker på hver side, dette gir muligheter for å velge en passende lengde til brukeren.

Varebeskrivelse	Art. nr.	HMS art.nr.
HeadSupport	49302000	162996



NameTag

NameTag er en merkelapp i stoff som enkelt kan festes på og flyttes imellom produkter. Merkelappen sitter sikkert festet og tåler vask opp til 90°C.

Varebeskrivelse	Art. nr.
NameTag	49700000

SoftLegSupport



SoftLegSupport er løse polstre som kan tres utenpå løftestroppene på seil med delte benstøtter og benyttes frem for alt til brukere som er trykkløslomme. SoftLegSupport er enkle å applisere.

Varebeskrivelse	Art. nr.	HMS art.nr.
SoftLegSupport XS	49373003S	162998
SoftLegSupport S/M	49373006S	162999
SoftLegSupport L/XL	49373007S	163000

LimbSling



LimbSling er et løftebånd som er utviklet for enkelt og behagelig løft av et ben eller en arm f.eks. ved sårstell. Man plasserer den under kroppsdelen som skal løftes og fester deretter løftebåndene på løftebøylen.

Varebeskrivelse	Art. nr.	HMS art.nr.
LimbSling, polyester	49200006	162997
LimbSling, engangsmateriale, 10-pk	49292000	

SlingBarWrap



SlingBarWrap er et polster som plasseres rundt løftebøylens midt del for å hindre eventuelle støt mot brukerens hode.

SlingBarWrap er optimalt for brukere som benytter løfteseler i oppreist sittstilling eller for brukere som har en viss risiko for å tippe fremover.

Varebeskrivelse	Art. nr.	HMS art.nr.
For SlingBar S, M, L	70200009	162990
For MiniLift S, M, L	70200012	162991



StretcherBar

StretcherBar er en løftebøyle som brukes sammen med seilet StretcherSling og benyttes til horisontale løft. StretcherBar festes på en personløfter og man kan enkelt justere bredden i seilet ved å skyve inn eller trekke ut opphengskrokene. Den har innebygd regulering av likevekt som man justerer ved behov.


Varebeskrivelse	Art. nr.
StretcherBar, 10-pkt.	70200006
StretcherSling	46502007



SlingBar

SlingBar er løftebøyer som sammen med riktig utprøvd seil skal løse de vanligste løftesituasjoner. SlingBar S, M og L har to-punkts oppheng, mens X4 er en løftebøyle med fire opphengspunkter.

Varebeskrivelse	Art. nr.	HMS art.nr.
SlingBar S, 2-pkt., 350 mm	70200001	162984
SlingBar M, 2-pkt., 450 mm	70200002	
SlingBar L, 2-pkt., 600 mm	70200003	162985
SlingBar X4, 4-pkt.	70200004	162986



AmbulationArm

AmbulationArm gir støtte til brukeren ved gåtrening. Den kan også brukes av medhjelper til manøvrering av løfteren.

Varebeskrivelse	Art. nr.
AmbulationArm	80100010

Scale660/Scale880

Både Scale660 og Scale880 kan benyttes sammen med Takheis Rise og Personløfter Eva for å veie en bruker. Scale660 er godkjent opp til 300 kg, mens Scale880 er godkjent opp til 400 kg. Begge vektene har tydelige display og er enkle i bruk.



Varebeskrivelse	Art. nr.
Scale660, 300 kg	70100002
Scale880, 400 kg	70100003



SwiftHook

Personløfter Eva og Takheis Rise kan gjøres mer fleksible ved å benytte Hurtigkobling SwiftHook. Denne gjør det meget enkelt å skifte løftebøyle eller koble på en vekt dersom man ønsker å veie brukeren.

Varebeskrivelse	Art. nr.	HMS art.nr.
Hurtigkobling SwiftHook	70200008	162987

RoomTransferHook






Hurtigkobling RoomTransferHook benyttes der man ønsker en "rom-til-rom" løsning hvor man enkelt kan flytte en bruker mellom rom med Takheis Rise uten å lage utsparring for skinne over dør.

Sett bestående av 1 stk RoomTransferHook og 2 stk R2R H-adaptere.

Varebeskrivelse	Art. nr.	HMS art.nr.
Hurtigkobling RoomTransferHook	70200010	162988

Velg riktig størrelse



OBS! En utprøving av løfteseilet kreves for å finne riktig størrelse for brukeren. Målbeskrivelsen er kun ment som en støtte for å gjøre valget enklere. Løfteseilets mål mellom bendelene gir en indikasjon på hvilken bredde brukeren kan være fra hoft til hoft, dvs. brukers trochant mål. Brukers trochantermål (hoftebredde målt rundt setet) skal være innenfor +/- 10 cm. Brukers mål rundt bolen/brystkassen skal være innen +/- 10 cm. Tegn på at løfteseilet er for stort er når enden på brukeren glir for mye igjennom åpningen og benstøttene glir frem mot knærne. Tegn på at løfteseilet er for lite er når brukers hode kommer for nærme løftebøylen og benstøttene blir for stramme i skrittet, samt at løfteseilet oppleves som trangt.

AmpSling



Art.nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets hoftebredde (cm)	Løfteseilets bygghøyde (cm)
42700003	162917	AmpSling	polyester	X	XS	20-40	27	85
42700004	162918	AmpSling	polyester	X	S	30-50	37	90
42700006	162919	AmpSling	polyester	X	M	50-80	45	97
42700007	162920	AmpSling	polyester	X	L	70-110	50	100
42700008	162921	AmpSling	polyester	X	XL	100-130	60	100
42700009	162922	AmpSling	polyester	X	XXL	120-180	70	100
42720003	162923	AmpSling	polyesternet	X	XS	20-40	27	85
42720004	162924	AmpSling	polyesternet	X	S	35-60	37	90
42720006	162925	AmpSling	polyesternet	X	M	50-80	45	97
42720007	162926	AmpSling	polyesternet	X	L	70-110	50	100
42720008	162927	AmpSling	polyesternet	X	XL	100-130	60	100
42720009	162928	AmpSling	polyesternet	X	XXL	120-180	70	100

BasicSling



Art.nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets hoftebredde (cm)	Løfteseilets bygghøyde (cm)
40500002	162848	BasicSling	polyester	X	XXS	10-25	21	63
40500003	162849	BasicSling	polyester	X	XS	20-35	27	65
40500004	162850	BasicSling	polyester	X	S	35-55	37	77
40500006	162851	BasicSling	polyester	X	M	45-80	50	89
40500007	162852	BasicSling	polyester	X	L	75-110	60	95
40500008	162853	BasicSling	polyester	X	XL	100-150	65	98
40500009	162854	BasicSling	polyester	X	XXL	140-200	75	98
40520002	162855	BasicSling	polyesternet	X	XXS	10-25	21	63
40520003	162856	BasicSling	polyesternet	X	XS	20-35	27	65
40520004	162857	BasicSling	polyesternet	X	S	35-55	37	77
40520006	162858	BasicSling	polyesternet	X	M	45-80	50	89

Art.nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets hoftebredde (cm)	Løfteseilets bygg høyde (cm)
40520007	162859	BasicSling	polyesternet	X	L	75-110	60	95
40520008	162860	BasicSling	polyesternet	X	XL	100-150	65	98
40520009	162861	BasicSling	polyesternet	X	XXL	140-200	75	98
40522002	162862	BasicSling	polyesternet		XXS	10-25	21	63
40522003	162863	BasicSling	polyesternet		XS	20-35	27	65
40522004	162864	BasicSling	polyesternet		S	35-55	37	77
40522006	162865	BasicSling	polyesternet		M	45-80	50	89
40522007	162866	BasicSling	polyesternet		L	75-110	60	95
40522008	162867	BasicSling	polyesternet		XL	100-150	65	98
40522009	162868	BasicSling	polyesternet		XXL	140-200	75	98
40552002	162895	BasicSling	bathnet		XXS	10-25	21	63
40552003	162896	BasicSling	bathnet		XS	20-35	27	65
40552004	162897	BasicSling	bathnet		S	35-55	37	77
40552006	162898	BasicSling	bathnet		M	45-80	50	89
40552007	162899	BasicSling	bathnet		L	75-110	60	95
40552008	162900	BasicSling	bathnet		XL	100-150	65	98
40552009	162901	BasicSling	bathnet		XXL	140-200	75	98

ClassicSling



Art.nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets hoftebredde (cm)	Løfteseilets bygg høyde (cm)
41222003	162902	ClassicSling	polyesternet		XS	20-40	30	80
41222004	162903	ClassicSling	polyesternet		S	30-60	38	90
41222006	162904	ClassicSling	polyesternet		M	55-85	46	95
41222007	162905	ClassicSling	polyesternet		L	80-120	63	98
41222008	162906	ClassicSling	polyesternet		XL	110-140	80	100

ClassicHBSling



Art.nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets hoftebredde (cm)	Løfteseilets bygg høyde (cm)
41522003	162907	ClassicHBSling	polyesternet		XS	20-40	30	95
41522004	162908	ClassicHBSling	polyesternet		S	30-60	40	98
41522006	162909	ClassicHBSling	polyesternet		M	55-85	48	106
41522007	162910	ClassicHBSling	polyesternet		L	80-120	65	110
41522008	162911	ClassicHBSling	polyesternet		XL	110-140	80	115

DisposableSling



Art.nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets høftbredde (cm)	Løfteseilets bygg høyde (cm)
40992004		DisposableSling	engangsmateriale		S	30-50	37	95
40992006		DisposableSling	engangsmateriale		M	45-80	43	100
40992007		DisposableSling	engangsmateriale		L	75-110	52	105
40992008		DisposableSling	engangsmateriale		XL	100-130	57	110

Leveres i pakker a 10 stk.

FlexibleSling



Art.nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets høftbredde (cm)	Løfteseilets bygg høyde (cm)
42522002	162875	FlexibleSling	polyesternet		XXS	10-30	20	75
42522003	162876	FlexibleSling	polyesternet		XS	20-35	25	81
42522004	162877	FlexibleSling	polyesternet		S	25-55	35	90
42522006	162878	FlexibleSling	polyesternet		M	50-75	45	102
42522007	162879	FlexibleSling	polyesternet		L	70-110	55	102
42522008	162880	FlexibleSling	polyesternet		XL	100-130	65	104
42520002	162869	FlexibleSling	polyesternet	X	XXS	10-30	20	75
42520003	162870	FlexibleSling	polyesternet	X	XS	20-35	25	81
42520004	162871	FlexibleSling	polyesternet	X	S	25-55	35	90
42520006	162872	FlexibleSling	polyesternet	X	M	50-75	45	102
42520007	162873	FlexibleSling	polyesternet	X	L	70-110	55	102
42520008	162874	FlexibleSling	polyesternet	X	XL	100-130	65	104
42521003	162912	FlexibleSling m/hel bendel	polyesternet	X	XS	20-40	75	80
42521004	162913	FlexibleSling m/hel bendel	polyesternet	X	S	30-70	85	85
42521006	162914	FlexibleSling m/hel bendel	polyesternet	X	M	60-90	94	93
42521007	162915	FlexibleSling m/hel bendel	polyesternet	X	L	80-130	105	96
42521008	162916	FlexibleSling m/hel bendel	polyesternet	X	XL	110-180	115	98
42521403	162969	FlexibleSling m/hel bendel og hygieneåpning	polyesternet	X	XS	20-40	75	80
42521404	162970	FlexibleSling m/hel bendel og hygieneåpning	polyesternet	X	S	30-70	85	85
42521406	162971	FlexibleSling m/hel bendel og hygieneåpning	polyesternet	X	M	60-90	94	93
42521407	162972	FlexibleSling m/hel bendel og hygieneåpning	polyesternet	X	L	80-130	105	96
42521408	162973	FlexibleSling m/hel bendel og hygieneåpning	polyesternet	X	XL	110-180	115	98

HighBackSling



Art.nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets hoftebredde (cm)	Løfteseilets byggøydde (cm)
40800002	162813	HighBackSling	polyester	X	XXS	10-25	20	77
40800003	162814	HighBackSling	polyester	X	XS	20-35	25	85
40800004	162815	HighBackSling	polyester	X	S	30-55	35	91
40800006	162816	HighBackSling	polyester	X	M	50-90	45	94
40800007	162817	HighBackSling	polyester	X	L	80-110	56	98
40800008	162818	HighBackSling	polyester	X	XL	110-160	62	98
40800009	162819	HighBackSling	polyester	X	XXL	130-200	70	102
40820002	162820	HighBackSling	polyesternet	X	XXS	10-25	20	77
40820003	162821	HighBackSling	polyesternet	X	XS	20-35	25	85
40820004	162822	HighBackSling	polyesternet	X	S	30-55	35	91
40820006	162823	HighBackSling	polyesternet	X	M	50-90	45	94
40820007	162824	HighBackSling	polyesternet	X	L	80-110	56	98
40820008	162825	HighBackSling	polyesternet	X	XL	110-160	62	98
40820009	162826	HighBackSling	polyesternet	X	XXL	130-200	70	102
40822002	162827	HighBackSling	polyesternet		XXS	10-25	20	77
40822003	162828	HighBackSling	polyesternet		XS	20-35	25	85
40822004	162829	HighBackSling	polyesternet		S	30-55	35	91
40822006	162830	HighBackSling	polyesternet		M	50-90	45	94
40822007	162831	HighBackSling	polyesternet		L	80-110	56	98
40822008	162832	HighBackSling	polyesternet		XL	110-160	62	98
40822009	162833	HighBackSling	polyesternet		XXL	130-200	70	102
40852002	162881	HighBackSling	bathnet		XXS	10-25	20	77
40852003	162882	HighBackSling	bathnet		XS	20-35	25	85
40852004	162883	HighBackSling	bathnet		S	30-55	35	91
40852006	162884	HighBackSling	bathnet		M	50-90	45	94
40852007	162885	HighBackSling	bathnet		L	80-110	56	98
40852008	162886	HighBackSling	bathnet		XL	110-160	62	98
40852009	162887	HighBackSling	bathnet		XXL	130-200	70	102

HygieneSling



Art.nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets høftbredde (cm)	Løfteseilets byggøyde (cm)
43504002	162936	HygieneSling	polyester	X	XXS	10-30	25	50
43504003	162937	HygieneSling	polyester	X	XS	25-45	35	65
43504004	162938	HygieneSling	polyester	X	S	40-60	48	75
43504006	162939	HygieneSling	polyester	X	M	55-85	55	87
43504007	162940	HygieneSling	polyester	X	L	75-100	60	93
43504008	162941	HygieneSling	polyester	X	XL	90-130	80	95
43504009	162942	HygieneSling	polyester	X	XXL	120-170	90	95
43604002	162943	HygieneSling uten belte	polyester	X	XXS	10-30	25	50
43604003	162944	HygieneSling uten belte	polyester	X	XS	25-45	35	65
43604004	162945	HygieneSling uten belte	polyester	X	S	40-60	48	75
43604006	162946	HygieneSling uten belte	polyester	X	M	55-85	55	87
43604007	162947	HygieneSling uten belte	polyester	X	L	75-100	60	93
43604008	162948	HygieneSling uten belte	polyester	X	XL	90-130	80	95
43604009	162949	HygieneSling uten belte	polyester	X	XXL	120-170	90	95
43904003	162950	HygieneSling m/ekstra ryggst.	polyester		XS	25-45	35	65
43904004	162951	HygieneSling m/ekstra ryggst.	polyester		S	40-60	48	75
43904006	162952	HygieneSling m/ekstra ryggst.	polyester		M	55-85	55	87
43904007	162953	HygieneSling m/ekstra ryggst.	polyester		L	75-100	60	93
43904008	162954	HygieneSling m/ekstra ryggst.	polyester		XL	90-130	80	95

HygieneLBSling



Art.nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets omkrets (cm)	Løfteseilets byggøyde (cm)
43804002	162962	HygieneLBSling	polyester		XXS	10-30	60	92
43804003	162963	HygieneLBSling	polyester		XS	25-45	70	92
43804004	162964	HygieneLBSling	polyester		S	40-60	80	96
43804006	162965	HygieneLBSling	polyester		M	55-80	95	102
43804007	162966	HygieneLBSling	polyester		L	75-100	110	102
43804008	162967	HygieneLBSling	polyester		XL	90-130	122	104
43804009	162968	HygieneLBSling	polyester		XXL	120-170	142	104

HygieneHBSling



Art.nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets omkrets (cm)	Løfteseilets bygg høyde (cm)
43704002	162955	HygieneHBSling	polyester	X	XXS	10-30	60	92
43704003	162956	HygieneHBSling	polyester	X	XS	25-45	70	92
43704004	162957	HygieneHBSling	polyester	X	S	40-60	80	96
43704006	162958	HygieneHBSling	polyester	X	M	55-80	95	98
43704007	162959	HygieneHBSling	polyester	X	L	75-100	110	102
43704008	162960	HygieneHBSling	polyester	X	XL	90-130	122	104
43704009	162961	HygieneHBSling	polyester	X	XXL	120-170	142	104

LowBackSling



Art.nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets hoftebredde (cm)	Løfteseilets bygg høyde (cm)
40200002	162834	LowBackSling	polyester	X	XXS	10-25	21	60
40200003	162835	LowBackSling	polyester	X	XS	20-35	27	60
40200004	162836	LowBackSling	polyester	X	S	30-50	37	77
40200006	162837	LowBackSling	polyester	X	M	45-80	47	85
40200007	162838	LowBackSling	polyester	X	L	75-110	57	90
40200008	162839	LowBackSling	polyester	X	XL	100-140	67	92
40200009	162840	LowBackSling	polyester	X	XXL	130-190	77	92
40220002	162841	LowBackSling	polyesternet	X	XXS	10-25	21	60
40220003	162842	LowBackSling	polyesternet	X	XS	20-35	27	60
40220004	162843	LowBackSling	polyesternet	X	S	30-50	37	77
40220006	162844	LowBackSling	polyesternet	X	M	45-80	47	85
40220007	162845	LowBackSling	polyesternet	X	L	75-110	57	90
40220008	162846	LowBackSling	polyesternet	X	XL	100-140	67	92
40220009	162847	LowBackSling	polyesternet	X	XXL	130-190	77	92
40252002	162888	LowBackSling	bathnet		XXS	10-25	21	60
40252003	162889	LowBackSling	bathnet		XS	20-35	27	60
40252004	162890	LowBackSling	bathnet		S	30-50	37	77
40252006	162891	LowBackSling	bathnet		M	45-80	47	85
40252007	162892	LowBackSling	bathnet		L	75-110	57	90
40252008	162893	LowBackSling	bathnet		XL	100-140	67	92
40252009	162894	LowBackSling	bathnet		XXL	130-190	77	92

SafeHandlingSheet

Art.nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale	Forsterkede bendeler	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets hoftebredde (cm)	Løfteseilets bygg høyde (cm)
47522007		SafeHandlingSheet	polyesternet		50-300	240	115
47502008		SafeHandlingSheet	polyester		50-400	240	115
47502009		SafeHandlingSheet	polyester, forsterket		50-550	240	130
47592006		SafeHandlingSheet	engangs materiale 10 stk.		50-300	225	120

ShellHBSling



Art.nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets høftbredde (cm)	Løfteseilets bygg høyde (cm)
40700002	162929	ShellHBSling	polyester		XXS	10-30	17	80
40700003	162930	ShellHBSling	polyester		XS	20-35	25	85
40700004	162931	ShellHBSling	polyester		S	30-55	35	94
40700006	162932	ShellHBSling	polyester		M	50-90	40	97
40700007	162933	ShellHBSling	polyester		L	80-120	45	98
40700008	162934	ShellHBSling	polyester		XL	110-160	55	100
40700009	162935	ShellHBSling	polyester		XXL	150-210	65	100

StandingVest



Art.nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets omkrets (cm)	Løfteseilets bygg høyde (cm)
44503003	162981	StandingVest	polyester		XS	15-40	82	68
44503004	162982	StandingVest	polyester		S	20-50	96	73
44503006	162983	StandingVest	polyester		M	40-60	110	73
44503007		StandingVest	polyester		L	50-80	122	73
44503008		StandingVest	polyester		XL	70-100	130	73

StretcherSling



Art.nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets høftbredde (cm)	Løfteseilets bygg høyde (cm)
46502007		StretcherSling	polyester			50-200	180	75

ThoraxSling



Art.nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets omkrets (cm)
45500004	162804	ThoraxSling	polyester		S	35-60	94
45500006	162805	ThoraxSling	polyester		M	50-80	104
45500007	162806	ThoraxSling	polyester		L	70-110	124
45500008	162807	ThoraxSling	polyester		XL	100-160	146
45500009	162808	ThoraxSling	polyester		XXL	150-200	170
45600004	162809	ThoraxSling med seatsupport	polyester		S	35-60	98
45600006	162810	ThoraxSling med seatsupport	polyester		M	50-80	105
45600007	162811	ThoraxSling med seatsupport	polyester		L	70-110	123
45600008	162812	ThoraxSling med seatsupport	polyester		XL	100-160	141

WalkingVest



Art.nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale	Forsterkede bendeler	Størrelse	Anbefalt brukervekt (kg)	Løfteseilets omkrets (cm)	Løfteseilets bygg høyde (cm)
44200002	162974	WalkingVest	polyester		XXS	15-40	60	67
44200003	162975	WalkingVest	polyester		XS	25-50	70	68
44200004	162976	WalkingVest	polyester		S	40-60	82	68
44200006	162977	WalkingVest	polyester		M	55-80	96	73
44200007	162978	WalkingVest	polyester		L	75-110	110	73
44200008	162979	WalkingVest	polyester		XL	90-110	122	73
44200009	162980	WalkingVest	polyester		XXL	100-130	142	75

Myke tilbehør

Art.nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale	Størrelse	Produktets lengde x bredde (cm)
49302000	162996	HeadSupport	polyester	En størrelse	100x22
49182006	162994	AdjustmentLoop	polyester	M	10
49182007	162995	AdjustmentLoop	polyester	L	20
49200006	162997	LimbSling	polyester	En størrelse	175x11
49292000		LimbSling	engangs materiale	En størrelse	175x11
49373003	162998	SoftLegSupport	polyester	XS	34x13
49373006	162999	SoftLegSupport	polyester	S/M	50x16
49373007	163000	SoftLegSupport	polyester	L/XL	54x17
70200009	162990	SlingBarWrap	polyester		9,5x26
70200012	162991	SlingBarWrap MiniLift	polyester		24x17



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no