

AutoSlide Vripute



1. Monteres på setet.
2. Gjør det letter å vri seg inn i bilen
3. Håndtak for å behjelpe vribevegelse



AutoSlide Vripute



AutoSlide - vripute

Varenr
08100

HMSnr
038288

Varebeskrivelse
AutoSlide 46x46cm

AutoSlide benyttes for lettere å kunne ta seg ut og inn av bil.

Med AutoSlide kan man både vir seg rundt og flytte seg sideveis uten større besvær.

Er det behov for ekstra kraft finnes det håndtak på siden for en hjelpende hånd.

I bakkant finnes bånd som festet rundt stolen for å forhindre at man glir fremover.



handicare

Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss
Telefon 03250
www.handicare.no